

SKG

4098E
NECK MASSAGER



4098E Instrukcja użytkownika

1. Przed użyciem należy najpierw zwiłżyć skórę kregosłupa szyjnego mokrym ręcznikiem, a następnie założyć urządzenie na szyję, zbliżyć elektrodę do skóry, włączyć urządzenie i ustawić odpowiednią intensywność i tryb masażu.
2. Długie (przez dwie sekundy) naciśnięcie przycisku "⓪", włącza urządzenie (potwierdzone dźwiękiem i podświetleniem przycisku). Ponowne długie naciśnięcie przycisku "⓪" wyłącza urządzenie.
3. Przycisk „M” na pilocie odpowiada za ustawienie odpowiedniego trybu pracy urządzenia. Urządzenie posiada trzy tryby(tryb dzienny, tryb relaksacyjny, tryb ćwiczeń). Po każdym naciśnięciu, urządzenie wyśle dźwięk "bip" i przełączy się na następny tryb. Tryby można przełączać cyklicznie. Po przełączeniu trybu, intensywność pracy urządzenia wraca do domyślnego poziomu „0”.
4. Przycisk "+" na pilocie odpowiada za zwiększania intensywności. Po każdym jego naciśnięciu, urządzenie wyśle dźwięk "bip" i przełączy się na wyższy poziom. Intensywność podzielona jest na 15 poziomów (0,1,2. ... 15). Osiągnięcie intensywności na poziomie 15, sygnalizowane będzie wysłaniem podwójnego dźwięku "bip". Ponowne naciśnięcie przycisku "+" nie zmieni intensywności, która będzie utrzymywać się na poziomie 15.
5. Przycisk "-" na pilocie odpowiada za zmniejszania intensywności. Po każdym naciśnięciu przycisku, urządzenie wyśle dźwięk "bip" i przełączy urządzenie na niższy poziom. Intensywność jest podzielona na 15 poziomów (15, 14, 13. ... 0). Gdy intensywność osiągnie poziom „0”, urządzenie wyśle podwójny dźwięk "bip". Ponowne naciśnięcie przycisku "-" nie zmieni intensywności, która będzie utrzymywać się na poziomie „0”.
6. Naciśnięcie przycisku "+" przez dwie sekundy włącza dźwięk. Naciśnięcie przycisku "-" przez dwie sekundy wyłącza dźwięk.
7. Przycisk "|||" na pilocie odpowiada za włączenie funkcji ogrzewania, co sygnalizowane jest dźwiękiem "bip". Dwie elektrody będą się nagrzewać do temperatury około 37–43C.
8. Przycisk "|||" na pilocie odpowiada za wyłączenie funkcji ogrzewania, co sygnalizowane jest dwukrotnym dźwiękiem „bip”.
9. Działanie urządzenia zaplanowane jest na 15 minut ciągłej pracy. Po tym czasie urządzenie wyłączy się automatycznie.
10. Włączone urządzenie, zdjęte z szyi, wyłączy się automatycznie po 30 sekundach.

- Niniejsze urządzenie spełnia wymagania przedstawione w rozdziale 15. przepisów FCC. Używanie urządzenia jest dozwolone pod dwoma warunkami: Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. Urządzenie musi przyjmować odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować jego nieprawidłowe działanie.
- Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi urządzenia.
- Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdziałem 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
- To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji.
- Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:
 - Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
 - Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 - Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 - Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.Urządzenie zostało ocenione jako spełniające ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na RF. Urządzenie może być używane przenośnie bez ograniczeń. Użytkownik jest ostrzeżony, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi urządzenia.

Środki ostrożności

⚠ Niebezpieczeństwo

- Nie należy używać tego produktu razem z następującymi urządzeniami medycznymi i urządzeniami elektronicznymi:
 1. Rozrusznik serca i inne wszczepialne medyczne urządzenia elektroniczne;
 2. Medyczne urządzenia elektroniczne, takie jak ECMO, które podtrzymują życie;
 3. Elektrokardiograf i inne medyczne urządzenia elektroniczne;
 4. Nie wolno go stosować na stacjach benzynowych, w warsztatach z nadmiernymi pyłami, gazem i w innych miejscach występowania materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

⚠ Ostrzeżenie

- W przypadku jednoczesnego zastosowania na pacjencie sprzętu chirurgicznego o wysokiej częstotliwości i masażera, elektroda masażera może spowodować oparzenia lub uszkodzić masażer.
- Gdy produkt jest stosowany w pobliżu (1m) urządzenia do leczenia falami krótkimi lub mikrofalami, działanie masażera może być niestabilne.
- Podczas masażu nie należy dopuścić do kontaktu elektrody z ranami i bliznami.
- Podczas masażu nie należy umieszczać elektrody w pobliżu serca. W przeciwnym razie zwiększy to ryzyko wystąpienia migotania serca.
- Produkt jest zalecany do stosowania przez jednego użytkownika. W przypadku, gdy jest używany przez dwóch lub więcej użytkowników, elektroda powinna być wyczyszczona przed kolejnym użyciem.
- Podczas używania produktu, elektroda powinna równomiernie, ściśle przylegać do skóry.
- Elektroda masażera posiada funkcję podgrzewania. Gorący kompres na tę samą część ciała przez długi czas (ponad 15 minut) może spowodować oparzenia niskotemperaturowe.
- W przypadku wystąpienia dyskomfortu w trakcie lub po użyciu należy przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.
- Ten produkt zawiera baterię litową. Nie należy demontować, modyfikować, zanurzać ani wrzucać go do ognia, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub wzbuch.

- Osoby przedstawione poniżej, przed użyciem tego produktu powinny skonsultować się z lekarzem. W przeciwnym razie, użytkowanie może to spowodować dyskomfort lub doprowadzić do wypadku.

- 1. Pacjenci, którzy korzystają z pomocy medycznej i źle się czują.
- 2. Pacjenci cierpiący na zaburzenia pracy serca i nerwów mózgowych.
- 3. Pacjenci, których temperatura przekracza 38 stopni (gorączka).
- 4. Pacjenci cierpiący na choroby zakaźne.
- 5. Pacjenci z zaburzeniami percepcji skóry lub nieprawidłowościami skórnymi.
- 6. Pacjenci przyjmujący leki.
- 7. Pacjenci z nieprawidłowym ciśnieniem krwi.
- 8. Osoby, z brakiem możliwości swobodnego wyrażania swojej woli
- 9. Pacjenci cierpiący na zaburzenia czucia z powodu zaburzeń krążenia obwodowego spowodowanych cukrzycą itp.
- 10. Pacjenci z alergią skórną na elektrodę ze stali nierdzewnej.
- Użytkowanie jest zabronione w następujących okolicznościach:

1. Pacjenci z nowotworami złośliwymi
2. Pacjenci z tendencją do krwotoków
3. Kobiety w ciąży i karmiące
4. Pacjenci z ostrym zapaleniem ropnym
5. Użytkownicy rozruszników serca
6. Pacjenci z metalowymi implantami
7. W pobliżu ludzkiego serca

- Nie należy stosować produktu w pobliżu serca, nad szyją, głową, ustami, częściami intymnymi lub częściami z chorobami skóry i nie masuj podszew obu stóp jednocześnie. Ponadto, podczas używania nie należy uciskać organów wewnętrznych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować wypadek lub dyskomfort.

- Nie należy stosować produktu z innymi wyrobami medycznymi, ani nie używać więcej niż dwóch zestawów produktu w tym samym czasie. W przeciwnym razie może to spowodować nudności lub dyskomfort.

- Nie należy stosować urządzenia do celów innych niż masaż opisany w instrukcji obsługi. W przeciwnym razie może dojść do wypadku lub nieprawidłowego działania.

- Nie należy używać elektrody z brakującymi lub uszkodzonymi powierzchniami. W przeciwnym razie może dojść do wypadku lub nieprawidłowego działania.

- Nie należy demontować, naprawiać i modyfikować tego produktu bez pozwolenia. W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie lub porażenie prądem.

⚠ Uwaga

- W przypadku dyskomfortu spowodowanego nieprawidłowością działania produktu należy natychmiast zaprzestać jego używania.
- W przypadku wystąpienia dziwnego uczucia na ciele lub skórze należy skonsultować się z lekarzem i zastosować się do jego zaleceń.

- Podczas masażu, aby przenieść elektrodę lub umieścić ją na innych osobach, upewnij się, że odłączone jest zasilanie. W przeciwnym razie może dojść do silnego porażenia prądem.
- Nie masuj się używając jednocześnie innego sprzętu elektronicznego. W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych (np. błędny czas na zegarku elektronicznym).

- W przypadku nieprawidłowego działania, należy natychmiast zdjąć urządzenie i odłączyć je od zasilania. W przeciwnym razie może wystąpić rozgrzanie się urządzenia do wysokiej temperatury lub zwarcie, prowadzące do wypadku. Jednocześnie należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.

- Nie należy podłączać odłączać kabla ładowania USB mokrymi rękami. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub inny wypadek.
- Nie należy pozwalać dzieciom lub osobom niezdolnym do świadomego wyrażania opinii na używanie urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować wypadki lub dyskomfort fizyczny.

- Nie należy używać produktu w miejscu o dużej wilgotności, takim jak łazienka, ani nie używać produktu podczas kąpieli. W przeciwnym razie może dojść do silnego porażenia prądem i uszkodzenie produktu.

- Nie należy używać produktu, gdy jesteś w łóżku. W przeciwnym razie urządzenie może działać nieprawidłowo. Ponadto, elektroda może zostać przemieszczona na inne części ciała i powodować dyskomfort.

- Nie należy używać produktu podczas prowadzenia samochodu. W przeciwnym razie może to spowodować dyskomfort z powodu nadmiernej stymulacji, co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku.

- Nie należy przywierać elektrody do jednego obszaru ciała przez długi czas. W przeciwnym razie może to spowodować zapalenie skóry.

- Podczas masażu nie należy dotykać elektrody metalowymi częściami paska, naszyjnika, itp. W przeciwnym razie może dojść do silnego porażenia prądem.

- Nie należy nakładać produktu na tę samą część ciała przez długi czas (ponad 30 minut). W przeciwnym razie może to spowodować zmęczenie mięśni w masowanej części ciała i dyskomfort.

- Należy nosić ten produkt prawidłowo. Służy on do stosowania na kregosłupie szyjnym i powinien noszony być symetrycznie. W przeciwnym razie może dojść do wypadków lub dyskomfortu.
- Odłączając kabel ładowania USB od produktu, nie należy ciągnąć za kabel. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.
- Elektroda masażera posiada funkcję podgrzewania. Użytkownicy, którzy nie są wrażliwi na ciepło lub są zbyt wrażliwi na ciepło, powinni przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Gdy produkt jest w użyciu przez długi czas, powierzchnia będzie gorąca, co jest normalne.

⚠ Sugestie dotyczące użytkownika

- Przed użyciem proszę upewnić się, że przyciski na urządzeniu działają prawidłowo.
- Gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy lub nie było używane przez dłuższy czas, aby zapewnić jego normalne funkcjonowanie, proszę naładować je zgodnie z instrukcją obsługi.
- W przypadku użycia tego produktu, proszę zutilizować go zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska obowiązującymi na danym terytorium. W przeciwnym razie może to spowodować zanieczyszczenie środowiska.
- Docelowymi użytkownikami tego produktu są osoby w wieku 16 lat i więcej.
- Nie należy używać, ani przechowywać tego produktu w następujących miejscach: Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
Miejsca narażone na wysoką temperaturę i wilgotność
W pobliżu wody
Miejsca z nadmiernym zapyleniem
Miejsca z dymem lub ogniem
Miejsca narażone na wibracje
Miejsca narażone na silny elektromagnetyzm